

**BOSCH
+SOHN**

boso

La salute è una questione di fiducia.

boso è sinonimo di
misuratori di pressione.



Health is a matter of trust.

bp-monitoring
is boso.



Stetoscopio
Stethoscopes

Misuratori di pressione meccanici
Aneroid Sphygmomanometers

boso.de

Qualità-Premium

made in Germany

Gli sfigmomanometri meccanici di bosco sono da decenni sinonimo di massima precisione e affidabilità in tutto il mondo. Milioni di dispositivi sono partiti dalla nostra fabbrica di Jungingen, nel sud della Germania, e sono ora parte di studi clinici e ospedali. Durante la fabbricazione presso il nostro stabilimento, attribuiamo grande importanza alla massima qualità in ogni fase, dall'assemblaggio e regolazione fino all'ispezione finale di ogni singolo dispositivo.

I manometri sono a prova di sovrappressione e dotati di un meccanismo di misurazione di precisione esente da corrosione in grado di resistere a urti anche forti in caso di caduta del dispositivo. L'Istituzione Federale Fisica-Tecnica ha testato i misuratori di pressione sanguigna bosco e ha ottenuto un risultato eccezionale per la tecnologia „Shock Protection“ di bosco. Nessun danno, nessun reclamo, nessun costo di riparazione: sicurezza perfetta in ogni caso, anche per un uso gravoso in studi medici, cliniche e ospedali.



Premium-Quality

made in Germany

Since decades mechanical blood pressure instruments of bosco stand for highest precision and reliability. Millions of units have left the factory in Jungingen/Germany and are an integral part in doctors' offices and hospitals all over the world. In our production we care for highest quality – from the assembly, over calibration to the final inspection of each unit.

Every manometer is safe against overpressure and equipped with a non-corrosive mechanism, that absorbs even shocks of dropping the instrument. The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (the national institute for metrology) tested bosco sphygmomanometers and came to an outstanding result for bosco's shock protection technology. No damage, no complaints, no repairs – perfect safety. Primarily for the daily use in hospitals and doctors' offices.



Tecnologia innovativa

Quadranti e tecnologia dei tubi

La soluzione perfetta per medici e ospedali.

A seconda delle preferenze o dell'area di applicazione, la gamma bosco offre quadranti con un diametro maggiore o minore e una selezione di tecniche di tubo. Ecco una panoramica.

- Quadrante | Ø 48 mm | Ø 60 mm | Ø 120 mm // Quadrante luminescente opzionale con Ø di 60 mm
- Tecnologia a tubo singolo | La tecnologia a tubo singolo garantisce la più semplice maneggevolezza e un rapido cambio dei bracciali.
- Tecnologia a doppio tubo | La collaudata tecnologia a due tubi/doppi tubi guida gli shock di pompaggio della sfera di pressione al manometro in modo smorzato. Ciò mostrerà l'incremento della pressione del bracciale senza che la lancetta si sposti oltre.
- Tecnologia tubo 2-in-1 | Con la „tecnologia del tubo 2 in 1“ brevettata da bosco, è visibile un solo tubo, il secondo è integrato all'esterno. In questo modo, per la prima volta, tutti i vantaggi della tecnologia a doppio tubo sono riuniti in un unico tubo: Le spinte della sfera di pressione della pompa vengono smorzate e dirette al manometro, ciò significa che la pressione crescente del bracciale viene visualizzata senza che la lancetta si sposti oltre.

Innovative technology

Scales and Tube Systems

The perfect solution for hospitals and medical practices.

Depending on preferences or usages bosco offers a wide range of different scales with smaller or bigger diameters and different tube systems. Here at a glance.

- Scale | Ø 48 mm | Ø 60 mm | Ø 120 mm // Optionally available: luminescent scale Ø 60 mm
- One-tube system | The one-tube system guarantees easiest operation and rapid change of cuffs.
- Twin-tube system | The reliable twin-tube system directs the pumping action of the inflation bulb damped to the manometer. The rising cuff pressure is indicated with no pointer overshoot.
- 2-in-1 tube system | The 2-in-1 tube system which was patented by bosco has only one visible tube, the second being integrated in the external one. Thus for the first time all advantages of the twin-tube system are joined in one tube: the pumping impulse of the pressure bulb is lead damped to the manometer, ensuring that the rising cuff pressure is indicated with no pointer overshoot.



Qualità-Premium

Bracciali

Il bracciale corretto è importante per ottenere risultati di misurazione affidabili. Questo è il motivo per cui la gamma bosco include una selezione unica di taglie di bracciali per tutte le dimensioni del braccio, dai neonati ai pazienti obesi.

Bracciali con velcro e gancio

- Su richiesta, anche senza lattice
- Bracciali in velcro disponibili su richiesta anche in versione lavabile
- La misura giusta del bracciale per ogni circonferenza del braccio:

Dimensioni standard: Adulti | Standard | 22 – 32 cm

Disponibile opzionalmente: Adulti | Braccia robuste | 33 – 41 cm
Adulti | Coscia o taglia personalizzata | da 41 cm
Bambini | 14 – 21 cm
Bambini piccoli | 8 – 13 cm // Neonati | inferiore a 8 cm

Igiene e sicurezza nella pratica clinica quotidiana

Bracciali monouso

I nuovi bracciali monouso senza lattice non solo offrono l'elevato comfort a cui sei abituato con bosco, ma riducono anche al minimo il rischio di infezione da germi pericolosi. La soluzione ideale per una migliore salute del paziente. Disponibile in tutte le misure comuni con velcro e adatto a tutti i dispositivi monotubo bosco. Ogni paziente ha il proprio bracciale personalizzato.

Semplice. Igienico. Economico.

I bracciali monouso privi di lattice sono la soluzione ideale per migliorare la salute del paziente - in quattro misure: S | 14 – 21 cm // M | 21 – 28 cm // L | 28 – 36 cm // XL | 36 – 46 cm



Premium-Quality Cuffs

The correct cuff is important for reliable measurement results. Therefore, boso offers a unique selection of cuff sizes for all arm circumferences – from infants to obese patients.

Velcro and hook cuffs

- Latex-free, on request
- Washable Velcro cuffs, on request
- The correct cuff size for every arm circumference:

Standard: Adults | Standard | 22 – 32 cm

Optional available: Adults | XL size | 33 – 41 cm
Adults | XL size (thigh) or special dimensions | from 41 cm
Children | 14 – 21 cm
Babies | 8 – 13 cm // Newborn | under 8 cm

Hygiene and safety in your clinic routine

Disposable cuffs

The new latex-free disposable cuffs not only offer the high wearing comfort as you are accustomed to with boso – they also minimize the risk of infection from dangerous germs. The ideal solution for more patient protection. Available in all standard sizes with Velcro and suitable for all boso single tube devices. For each patient his own personalized cuff.

Easy. Hygienic. Low cost.

Latex-free disposable cuffs are the perfect solution for more patient protection.

Available in four sizes: S | 14 – 21 cm // M | 21 – 28 cm // L | 28 – 36 cm // XL | 36 – 46 cm



boso classic

Pura eleganza al cromo

Ø del quadrante 60 mm | Tecnologia del tubo 2 in 1: tutti i vantaggi della tecnologia a due tubi con un solo tubo visibile | Attacco a vite per bracciale

boso classic

Pure elegance in chrome

Scale Ø 60 mm | 2-in-1 tube system: all advantages of the twin-tube system with only one visible tube | Screw connector to the cuff



Modello Type	Ø del quadrante:60 mm, tubo 2-in-1 Scale Ø 60 mm 2-in-1 tube
Con bracciale in velcro With velcro cuff	Art. Nr. 047-0-111
Con bracciale a gancio With hook cuff	Art. Nr. 047-0-112
Manometro individuale, con sfera Manometer only, with bulb	Art. Nr. 047-1-000

boso classic merkur

Versione in colore nero opaco esclusiva per i medici

Custodia in colore nero opaco | Quadrante in colore rosso
o antracite Quadrante bianco-argento | Custodia antigraffio
| Ø del quadrante: 60 mm

Tecnologia del tubo 2 in 1: tutti i vantaggi della
tecnologia a due tubi con un solo tubo visibile |
Attacco a vite per bracciale



boso classic merkur

The edition in matt black exclusively for the doctor

Housing in matt black | Dial in red or anthracite
white-silver scale | in a zip case | Scale Ø 60 mm

2-in-1 tube system, all advantages of the twin-tube system
with only one visible tube | Screw connector to the cuff

boso classic saturn

Versione in argento opaco esclusiva per i medici

Custodia in argento opaco | Quadrante in colore blu o verde
Quadrante bianco-argento | Custodia antigraffio |
Ø del quadrante: 60 mm

Tecnologia del tubo 2 in 1: tutti i vantaggi della
tecnologia a due tubi con un solo tubo visibile |
Attacco a vite per bracciale



boso classic saturn

The edition in matt silver exclusively for the doctor

Housing in matt silver | Dial in blue or green
white-silver scale | in a zip case | Scale Ø 60 mm

2-in-1 tube system, all advantages of the twin-tube system
with only one visible tube | Screw connector to the cuff

boso classic venus

L'edizione Gold in esclusiva per i medici

Custodia placcata in oro | Quadrante antracite
Quadrante in oro o in argento | Custodia con cerniera |
Ø del quadrante: 60 mm

Tecnologia del tubo 2 in 1: tutti i vantaggi della
tecnologia a due tubi con un solo tubo visibile |
Attacco a vite per bracciale



boso classic venus

The gold edition exclusively for the doctor

Gold-plated case | Dial in anthracite
silver or gold scale | in a zip case | Scale Ø 60 mm


2-in-1 tube system, all advantages of the twin-tube system
with only one visible tube | Screw connector to the cuff

boso classic EDITION

Esclusivo per i medici Exclusively for the doctor

boso classic merkur

Modello	Ø del quadrante:60 mm, tubo 2 in 1, colore nero opaco, rosso	Ø del quadrante:60 mm, tubo 2 in 1, colore nero opaco, antracite
Type	Scale Ø 60 mm One-tube, matt black, red	Scale Ø 60 mm One-tube, matt black, anthracite
Con bracciale in velcro With velcro cuff	Art. Nr. 063-0-111	Art. Nr. 064-0-111
Con bracciale a gancio With hook cuff	Art. Nr. 063-0-112	Art. Nr. 064-0-112



boso classic saturn

Modello	Ø del quadrante:60 mm, tubo 2 in 1, colore argento opaco, blu	Ø del quadrante:60 mm, tubo 2 in 1, colore argento opaco, verde
Type	Scale Ø 60 mm One-tube, matt silver, blue	Scale Ø 60 mm One-tube, matt silver, green
Con bracciale in velcro With velcro cuff	Art. Nr. 065-0-111	Art. Nr. 066-0-111
Con bracciale a gancio With hook cuff	Art. Nr. 065-0-112	Art. Nr. 066-0-112



boso classic venus

Modello	Ø del quadrante:60 mm, tubo 2 in 1, colore dorato, antracite/oro	Ø del quadrante:60 mm, tubo 2 in 1, colore dorato, antracite/oro/argento
Type	Scale Ø 60 mm One-tube, Gold-plated, anthracite / gold	Scale Ø 60 mm One-tube, Gold-plated, anthracite / gold / silver
Con bracciale in velcro With velcro cuff	Art. Nr. 067-0-111	Art. Nr. 068-0-111
Con bracciale a gancio With hook cuff	Art. Nr. 067-0-112	Art. Nr. 068-0-112



boso classico

Alta qualità in cromo con elementi neri opachi

Ø del quadrante 60 mm | Tecnologia del tubo 2 in 1: tutti i vantaggi
della tecnologia a due tubi con un solo tubo visibile | Attacco a vite per bracciale

boso classico

High quality in chrome refined with matt black elements

Scale Ø 60 mm | 2-in-1 tube system,
all advantages of the twin-tube system
with only one visible tube | Screw
connector to the cuff



Modello Type	Ø del quadrante:60 mm, tubo 2 in 1 Scale Ø 60 mm 2-in-1 tube
Con bracciale in velcro With velcro cuff	Art. Nr. 048-0-111
Con bracciale a gancio With hook cuff	Art. Nr. 048-0-112
Manometro individuale, con sfera Manometer only, with bulb	Art. Nr. 048-1-000

boso manuell

Il classico tra i dispositivi a doppio tubo

Ø del quadrante: 48 mm o 60 mm | Tecnologia a doppio tubo | Attacco a vite per il bracciale



boso manuell

The classic twin-tube instrument

Scale Ø 48 mm or 60 mm | Twin-tube system | Screw connector to the cuff



Modello	Ø del quadrante: 48 mm, doppio tubo	Ø del quadrante: 60 mm, doppio tubo
Type	Scale Ø 48 mm Twin-tube	Scale Ø 60 mm Twin-tube
Con bracciale in velcro With velcro cuff	Art. Nr. 010-0-131	Art. Nr. 011-0-131
Con bracciale a gancio With hook cuff	Art. Nr. 010-0-132	Art. Nr. 011-0-132
Manometro individuale, con sfera Manometer only, with bulb	Art. Nr. 010-1-000	Art. Nr. 011-1-000

boso roid

La variante economica

Ø del quadrante: 48 mm o 60 mm | Tecnologia a singolo o doppio tubo | Attacco a spina per il bracciale | Versione opzionale per mancini | Con anello metallico

boso roid

The economic version

Scale Ø 48 mm or 60 mm | One-tube or twin-tube system | Plug connector to the cuff | Version for left-handers also available | With metal ring



boso roid I

Modello Type	Ø del quadrante: 48 mm, tubo singolo Scale Ø 48 mm One-tube	Ø del quadrante: 60 mm, tubo singolo Scale Ø 60 mm One-tube
Con bracciale in velcro With velcro cuff	Art. Nr. 030-0-111*	Art. Nr. 031-0-111*
Con bracciale a gancio With hook cuff	Art. Nr. 030-0-112	Art. Nr. 031-0-112
Manometro individuale, con sfera Manometer only, with bulb	Art. Nr. 030-1-000	Art. Nr. 031-1-000

boso roid II

Modello Type	Ø del quadrante: 48 mm, doppio tubo Scale Ø 48 mm twin-tube	Ø del quadrante: 60 mm, doppio tubo Scale Ø 60 mm twin-tube
Con bracciale in velcro With velcro cuff	Art. Nr. 040-0-131*	Art. Nr. 041-0-131*
Con bracciale a gancio With hook cuff	Art. Nr. 040-0-132	Art. Nr. 041-0-132
Manometro individuale, con sfera Manometer only, with bulb	Art. Nr. 040-1-000	Art. Nr. 041-1-000

* Per le versioni per mancini, inserire „LH” dopo il numero dell'articolo.
For version left-handers put „LH” behind the article's number.

boso clinicus

La soluzione perfetta per le operazioni ospedaliere

Ø del quadrante: 48 mm o 60 mm | Tecnologia a singolo o doppio tubo | Scelta del colore (solo variante da 60 mm): nero opaco, rosso verde, blu | Con attacco a spina per il bracciale

boso clinicus

The perfect solution for use in hospitals

Scale Ø 48 mm or 60 mm | One-tube or twin-tube system | Colour choice (only 60 mm variant): Black, Red, Green, Blue | Plug connector to the cuff





bosoclinicus I	Modello	Ø del quadrante: 48 mm, tubo singolo	Ø del quadrante: 60 mm, tubo singolo
	Type	Scale Ø 48 mm One-tube	Scale Ø 60 mm One-tube
	Con bracciale in velcro With velcro cuff	Art. Nr. 054-0-111	Art. Nr. 034-0-111*
	Con bracciale a gancio With hook cuff	Art. Nr. 054-0-112	Art. Nr. 034-0-112*
	Manometro individuale, con sfera Manometer only, with bulb	Art. Nr. 054-1-000	Art. Nr. 033-1-000*
bosoclinicus II	Modello	Ø del quadrante: 48 mm, doppio tubo	Ø del quadrante: 60 mm, doppio tubo
	Type	Scale Ø 48 mm twin-tube	Scale Ø 60 mm twin-tube
	Con bracciale in velcro With velcro cuff	Art. Nr. 055-0-111	Art. Nr. 044-0-131*
	Con bracciale a gancio With hook cuff	Art. Nr. 055-0-112	Art. Nr. 044-0-132*
	Manometro individuale, con sfera Manometer only, with bulb	Art. Nr. 055-1-000	Art. Nr. 043-1-000*

* Per la scelta del colore, inserire l'abbreviazione appropriata dopo il numero dell'articolo.
For colour choice put the corresponding token behind the article's number.

S = Nero/Black

R = Rosso/Red

G = Verde/Green

B = Blu/Blue

boso solid

Il classico tra i dispositivi a tubo singolo

Ø del quadrante: 48 mm o 60 mm | Tecnologia a tubo singolo | Attacco a vite per il bracciale



boso solid

The classic single-tube instrument

Scale Ø 48 mm or 60 mm | One-tube system | Screw connector to the cuff

Modello

Ø del quadrante: 48 mm,
tubo singolo

Ø del quadrante: 60 mm,
tubo singolo

Type

Scale Ø 48 mm One-tube

Scale Ø 60 mm One-tube

Con bracciale in velcro
With velcro cuff

Art. Nr. 020-0-111

Art. Nr. 021-0-111

Con bracciale a gancio
With hook cuff

Art. Nr. 020-0-112

Art. Nr. 021-0-112

Manometro individuale, con sfera
Manometer only, with bulb

Art. Nr. 020-1-000

Art. Nr. 021-1-000



boso varius

Il modello base di boso

Ø del quadrante: 60 mm | Tecnologia a tubo singolo |
Attacco a spina per il bracciale

boso varius

The basic model of boso

Scale Ø 60 mm | One-tube system |
Plug connector to the cuff



Modello Type	Ø del quadrante: 60 mm, tubo singolo Scale Ø 60 mm One-tube
Con bracciale in velcro With velcro cuff	Art. Nr. 051-0-111
Con bracciale a gancio With hook cuff	Art. Nr. 051-0-112
Manometro individuale, con sfera Manometer only, with bulb	Art. Nr. 051-1-000

boso profitest

Il dispositivo con valvola di sfogo a pulsante

Ø del quadrante: 60 mm | Tecnologia a tubo singolo | custodia di colore nero o bianco | Attacco a spina per il bracciale



boso profitest

The instrument with push button valve

Scale Ø 60 mm | One-tube system | Black or white body | Plug connector to the cuff

Modello

Ø del quadrante: 60 mm,
tubo singolo, colore nero

Ø del quadrante: 60 mm,
tubo singolo, colore bianco

Type

Scale Ø 60 mm One-tube, black

Scale Ø 60 mm One-tube, white

Con bracciale in velcro
With velcro cuff

Art. Nr. 045-0-111

Art. Nr. 046-0-111

Con bracciale a gancio
With hook cuff

Art. Nr. 045-0-112

Art. Nr. 046-0-112

Manometro individuale, con sfera
Manometer only, with bulb

Art. Nr. 045-1-000

Art. Nr. 046-1-000

boso nova S

Il modello da parete, tavolo, treppiede o rotaia

Ø del quadrante: 120 mm | Tecnologia a doppio tubo

boso nova S

The wall-mounted, table, tripod or bed rail model

Scale Ø 120 mm | Two-tube system



Modello Type	A parete Wall-mounted model	Da tavolo Table model
Con bracciale in velcro With velcro cuff	Art. Nr. 166-0-121	Art. Nr. 165-0-121
Con bracciale a gancio With hook cuff	Art. Nr. 166-0-122	Art. Nr. 165-0-122
Manometro individuale Manometer only	Art. Nr. 166-1-000	Art. Nr. 165-1-000
Tubo a spirale Telescopic tube	Art. Nr. 150-7-250	Art. Nr. 150-7-250
Modello Type	Modello a treppiede Tripod model	Modello a rotaia Bed rail model
Con bracciale in velcro With velcro cuff	Art. Nr. 168-0-121	Art. Nr. 167-0-121
Con bracciale a gancio With hook cuff	Art. Nr. 168-0-122	Art. Nr. 167-0-122
Manometro individuale Manometer only	Art. Nr. 168-1-000	Art. Nr. 167-1-000
Tubo a spirale Telescopic tube	Art. Nr. 150-7-250	Art. Nr. 150-7-250

boso minimus

Il dispositivo a doppio tubo con anello di sospensione

Ø del quadrante: 48 mm | Tecnologia a doppio tubo | Anello di sospensione sul lato o clip di fissaggio



boso minimus

The twin-tube model with suspension ring

Scale Ø 48 mm | Two-tube system | Lateral suspension ring or clip

Modello Type	Anello di sospensione laterale Lateral suspension ring	Clip di fissaggio Clip
Con bracciale in velcro With velcro cuff	Art. Nr. 061-0-121	Art. Nr. 062-0-121
Con bracciale a gancio With hook cuff	Art. Nr. 061-0-122	Art. Nr. 062-0-122
Manometro individuale Manometer only	Art. Nr. 061-1-000	Art. Nr. 062-1-000

boso fix

Il dispositivo fissato al bracciale

Ø del quadrante: 48mm o 60 mm |
Tecnologia a doppio tubo



boso fix

The model fixed to the cuff

Scale Ø 48 mm or 60 mm |
Two-tube system

Modello Type	Ø del quadrante: 48 mm Scale Ø 48 mm	Ø del quadrante: 60 mm Scale Ø 60 mm
Con bracciale in velcro With velcro cuff	Art. Nr. 085-0-111	Art. Nr. 084-0-111
Manometro individuale Manometer only	Art. Nr. 085-1-000	Art. Nr. 084-1-000

boso med I

Il classico con anello metallico

Ø del quadrante: 48 mm o 60 mm | tecnologia a tubo singolo | Con stetoscopio integrato | Versione opzionale per mancini

boso med I

The classic instrument with metal ring

Scale Ø 48 mm or 60 mm | One-tube system | With integrated stethoscope | Version for left-handers also available



Modello
Type

Ø del quadrante: 48 mm, tubo singolo
Scale Ø 48 mm One-tube

Ø del quadrante: 60 mm, tubo singolo
Scale Ø 60 mm One-tube

Con bracciale in velcro
e staffa di serraggio
With D-ring velcro cuff

Art. Nr. 220-0-113

Art. Nr. 221-0-113*

Manometro individuale, con sfera
Manometer only, with bulb

Art. Nr. 220-1-000

Art. Nr. 221-1-000

* Per le versioni per mancini, inserire „LH” dopo il numero dell’articolo.
For version left-handers put „LH” behind the article’s number.

Dispositivi di automisurazione | Sphygmomanometers for personal use
boso classic privat

Pura eleganza al cromo

Ø del quadrante: 60 mm | Tecnologia del tubo 2 in 1, tutti i vantaggi della tecnologia a doppio tubo con un solo tubo visibile | Con stetoscopio integrato

boso classic privat

Pure elegance in chrome

Scale Ø 60 mm | 2-in-1 tube system, all advantages of the twin-tube system with only one visible tube | With integrated stethoscope



Modello	Ø del quadrante:60 mm, tubo 2 in 1
Type	Scale Ø 60 mm 2-in-1 tube
Con bracciale in velcro e staffa di serraggio	
With D-ring velcro cuff	Art. Nr. 226-0-113
Manometro individuale, con sfera	
Manometer only, with bulb	Art. Nr. 226-1-000

boso varius privat

Design ergonomico

Con anello in plastica | Ø del quadrante:
60 mm | Tecnologia a tubo singolo |
con stetoscopio integrato

Modello	Ø del quadrante: 60 mm, tubo singolo
Type	Scale Ø 60 mm One-tube

Con bracciale in velcro e staffa di serraggio With D-ring velcro cuff	Art. Nr. 227-0-113
---	--------------------

Manometro individuale, con sfera Manometer only, with bulb	Art. Nr. 227-1-000
---	--------------------

boso varius privat

Ergonomic design

Scale Ø 60 mm | One-tube system |
With integrated stethoscope



boso BS 90

Il classico

Con anello in plastica | Ø del
quadrante: 60 mm | Tecnologia
a tubo singolo | con stetoscopio
integrato

Modello	Ø del quadrante: 60 mm, tubo singolo
Type	Scale Ø 60 mm One-tube

Con bracciale in velcro e staffa di serraggio With D-ring velcro cuff	Art. Nr. 223-0-113
---	--------------------

Manometro individuale, con sfera Manometer only, with bulb	Art. Nr. 223-1-000
---	--------------------

boso BS 90

The classic model

With plastic ring | Scale Ø 60 mm |
One-tube system | With integrated
stethoscope



boso egotest

Il dispositivo con valvola di sfogo a pulsante

Ø del quadrante: 60 mm | Tecnologia a tubo singolo |
Custodia di colore nero o bianco | Con stetoscopio integrato



boso egotest

The instrument with push button valve

Scale Ø 60 mm | One-tube system |
Black or white body | With integrated stethoscope



Modello	Ø del quadrante: 60 mm, tecnologia a tubo singolo, colore nero	Ø del quadrante: 60 mm, tecnologia a tubo singolo, colore bianco
Type	Scale Ø 60 mm One-tube, black	Scale Ø 60 mm One-tube, white
Con staffa di chiusura del bracciale With D-ring velcro cuff	Art. Nr. 224-0-113	Art. Nr. 225-0-113
Manometro individuale, con sfera Manometer only, with bulb	Art. Nr. 224-1-000	Art. Nr. 225-1-000

bososcope Boli

Stethoscopio leggero

con pettorale a doppia testa per adulti.

Light-weight stethoscope

with double-chest piece for adults.



Art. Nr. 700-0-100

bososcope Boki

Stethoscopio leggero

con pettorale a doppia testa per bambini.

Light-weight stethoscope

with double-chest piece for children.



Art. Nr. 705-0-100

bososcope Flac

Stethoscopio leggero

con pettorale a membrana piatta per adulti.

Light-weight stethoscope

with flat chest piece for adults.



Art. Nr. 710-0-100

bososcope Flac duo

Stethoscopio didattico

Come il modello Flac con 2 auricolari.

Teaching stethoscope.

Like Flac but with 2 headsets.



Art. Nr. 710-0-101

bososcope Nurse

Stethoscopio per infermieri

The nurse stethoscope



Art. Nr. 725-0-100

**BOSCH
+SOHN**

boso

Health is a matter of trust. | La salute è una questione di fiducia.
bp-monitoring is boso. | boso è sinonimo di
boso. | misuratori di pressione.

96%

di tutti i medici di base tedeschi, medici praticanti e internisti lavorano in ambulatorio con i dispositivi per la misurazione della pressione sanguigna di boso.
(Studio API di GfK 01/2016)

of all German general practitioners, physicians and internists work in practice with blood pressure instruments from boso.
(API survey conducted by GfK 01/2016)



BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG
Bahnhofstraße 64 | 72417 Jungingen, Germany
T +49 (0) 74 77 92 75 - 0 | E zentrale@boso.de | www.boso.de