

boso

BOSCH + SOHN
GERMANY

SYS. 136
mmHg

DIA. 88
mmHg

76
PUL./min

boso carat professional boso Mercurius E

Professionelle Blutdruckmessgeräte
Professional blood pressure instruments



Premium-Qualität für Arzt und Klinik



boso – seit Jahrzehnten weltweit der Begriff für präzise und professionelle Blutdruckmessung. 75 % aller deutschen Ärzte arbeiten mit Blutdruckmessgeräten von boso. Quelle: API-Studie der GfK (7/2005)

boso – since decades the benchmark in blood pressure measurement. 75 % of German doctors use blood pressure instruments of boso.

Source: GfK survey amongst German general practitioners and specialist physicians (07/2005)

Das perfekte Gerät für den Arztschreibtisch The perfect instrument for the doctors' desk

Das Blutdruckmessgerät boso carat professional ist speziell für die Arztpraxis entwickelt worden. Dank dem großen Display und dem klaren Design unterstreicht dieses oszillometrische Messgerät die Kompetenz des Arztes in der Blutdruckmessung.

The boso carat professional has been developed especially for the needs in doctors' surgery. The large display and the special design of this blood pressure instrument underline the competence of professional blood pressure measurement.



boso carat professional

Die intelligente Aufpumpautomatik ermöglicht das Aufpumpen schnell und exakt bis zum erforderlichen Druckwert – ohne Nachpumpen.

- Elegantes, standfestes Tischgerät mit praktischer Manschettenablage
- Inklusive 3 Oberarm-Manschetten für Armumfänge von 16 – 48 cm
- Einfache Handhabung durch sichere Einknopf-Bedienung
- Arrhythmie-Erkennung zeigt Herz-Rhythmus-Störungen an
- Intelligente Aufpumpautomatik, oszillometrische Messmethode
- Große 3-Werte-Anzeige für optimale Lesbarkeit
- Inklusive Netzteil und Batterien

The intelligent pump technology ensures quick and exact inflation of the cuff to the right pressure – without repumping.

- Elegant blood pressure instrument with convenient cuff compartment
- Including 3 cuffs for arm circumferences of 16 – 48 cm
- Simple one-button-operation for functional usage
- Irregular heart beat indication
- Intelligent inflation, oscillometric measurement technology
- Large 3-value-display for optimal readability
- Including mains adapter and batteries

boso carat professional PC

Wie boso carat professional | zusätzlich mit GDT-Schnittstelle für die Praxis-EDV
Same features as boso carat professional | with interface for IT-software

boso carat professional E

Basismodell | inklusive Standardmanschette
Basic model | with standard cuff

Das Quecksilbergerät ohne Quecksilber The mercury instrument without mercury

Ein Klassiker der Blutdruckmessung neu erfunden. Das Quecksilbergerät ohne Quecksilber. Klassisches Design und klassische Handhabung mit moderner Technologie und zeitgemäßer Umweltsicherheit.

The modern blood pressure instrument in classic design: the mercury instrument without mercury. Modern technology combined with classic usage – and no hassle to the environment.



boso Mercurius E

Während der Messung können Systole und Diastole markiert werden.

Dies garantiert eine noch präzisere auskultatorische Blutdruckmessung.

- Klassisches Design – ohne Quecksilber
- Für die auskultatorische Blutdruckmessung
- Markierungsfunktion zur Speicherung von Systole und Diastole
- Automatisch zusätzliche Anzeige des Pulses nach der Messung
- Leichtes Handling im praktischen, tragbaren Gehäuse
- Inklusive Batterien

During the measurement systolic and diastolic pressure can be marked.

This ensures even more precise auscultatoric measurement.

- A classic newly defined design – without mercury
- For auscultatoric measurement
- Mark button to memorize systolic and diastolic pressure
- Additional pulse rate given automatically after measurement
- Functional housing: easy to handle, easy to grip, easy to carry
- Including batteries

Das funktionelle Gehäuse bietet Platz für Manschette und Gebläse.

The functional housing gives space for cuff and pumping ball.





BOSCH + SOHN GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 64
D-72417 Jungingen
T +49 (0) 74 77 92 75 - 0
F +49 (0) 74 77 10 21
E zentrale@boso.de

www.boso.de

Premium-Qualität für Arzt und Klinik