

Kennen Sie schon unsere neuen Produkte bosolux auris und bosolux penlight

**BOSCH
+SOHN** **boso**

bosolux auris | Otoskop im Taschenformat Made in Germany

- LED-Ring mit 6 LEDs (konzentrisch), dimmbar
- Wartungsfrei - kein Lampenwechsel notwendig
- Schwenkbare 3-fach-Vergrößerungslupe
- Gebläseanschluss für pneumatischen Test
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Inkl. Alkali-Mangan-Batterien
- Inkl. 20 Einweg-Ohrtrichter (je 10 in den Größen 2,5mm + 4,0 mm)

ZUBEHÖR

- Einweg-Ohrtrichter mit 2,5mm oder 4,0mm



bosolux penlight | Diagnostikleuchte zur Augen- und Rachendiagnostik Made in Germany

- High Power LED für Augendiagnostik
- Gehäuse aus hochwertigem ABS
- Lichtstärke: 25.000 – 30.000 mcd
- inkl. Alkali-Mangan-Batterien

