

boso

BOSCH + SOHN  
GERMANY

# Termómetro de boso

Máxima precisión de medición para determinar su temperatura de corporal. Para todas las edades – siéntase seguro con boso.

## Termómetro de infrarrojos sin contacto – comodidad sin contacto

### bosotherm diagnostic

Medición segura en la frente en tan solo 1 segundo, gran pantalla iluminada, señal de alarma en caso de fiebre, adecuado para temperatura corporal y de superficie, muy manejable gracias a su diseño ergonómico, memoria para 30 valores de medición, práctica funda de almacenamiento y baterías incluidas.



## Termómetro de oído por infrarrojos, medición en tan solo un segundo



### bosotherm medical

Pantalla iluminada, señal de alarma en caso de fiebre, muy manejable gracias a su diseño ergonómico, señal acústica al comienzo y al final de la medición, la memoria muestra el último valor medido al encender el termómetro (indicio de aumento o disminución de la fiebre), incluye fundas protectoras higiénicas.

boso Germany

# boso

www.boso.de

**BOSCH + SOHN**  
GERMANY

## Medición en 10 segundos con punta flexible

### bosotherm flex

Medición suave, rápida y antialérgica gracias a su recubrimiento dorado, 100 % impermeable, memoria para la última medición, práctica funda transparente.



## Termómetro básico para una medición precisa

### bosotherm basic

Valores de medición de alta precisión, memoria para la última medición, 100 % impermeable, práctica funda transparente.



### bosotherm primus

Valores de medición de alta precisión, memoria para la última medición, práctica funda transparente.

